

# EXAMEN FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

## INDICACIONES PARA EL PACIENTE

- > Debe dejar correr el agua unos minutos y recolectar al menos 1 litro de agua en una botella bien higienizada.

**IMPORTANTE: LOS FRASCOS DEBEN ESTAR ROTULADOS INDICANDO DE DONDE SE EXTRAJO LA MUESTRA, EJ: AGUA CORRIENTE DE CANILLA DE COCINA.**

 CONSULTANOS  
POR WHATSAPP | +(5411) 3018 - 3154

 HORARIO DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL  
LUNES A VIERNES: 8:00 A 11:00HS

  /LABORATORIOCASTAGNINO